



Tigergreppet finns i färgerna gul/svart eller helsvart. Välj mellan 4-pack och i 1-pack.

Material: nitrilgummi.  
Fri från Latex och PVC.



#### Index av symboler

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | Tillverkare                                                                         |    | Tillverkningsdatum     |
|  | Lotnummer                                                                           |  | Artikelnummer          |
|  | Se bruksanvisningen                                                                 |  | Medicinteknisk produkt |
|  | Produkten är CE-märkt i enlighet med den medicintekniska förordningen, MDR 2017/745 |                                                                                     |                        |

**GULA  
REHAB**

# Tigergrepp

1142.1



|                                                                                       |                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nordic Rehab<br>Exportgatan 73<br>422 46 Hisings Backa<br>Sverige |  |                                                                                       |
|  | 008                                                               |  | 202508                                                                                |
|  | 5699, 5700,<br>5702, 5703                                         |  |  |

**GULA  
REHAB**

**Nordic Rehab AB / Gula Rehab**

Exportgatan 73 · 422 46 Hisings Backa · 031-800 100

kundservice@gulare.com · www.gulare.com



Med Tigergreppet får du ett större, mjukare och stötdämpande grepp utan viktökning. Greppet är mjukt, smidigt, starkt och vätske-avstötande.

Tigergreppet har lång livslängd och kan lätt tvättas av.

## Användningsområde

Största användningsområdet är som polstring av handtag på kryckkäppar. Eftersom materialet är mycket slitstarkt kan Tigergreppet även användas på olika handtag och skaft som kanske är kalla och hårda, eller som polstring på rollatorer etc.

Greppet är uppslitsat på långsidan och har invändigt remsor av dubbelhäftande tejp för att fästa vid tilltänkt handtag. Tigergreppets längd är 21,5 cm och kan lätt kapas till önskad längd. Invändig diameter cirka 2 cm.

Eftersom greppet är uppslitsat behöver Tigergreppet inte träs på ett rör utan passar på olika dimensioner.

## Bruksanvisning

- Klipp av Tigergreppet till önskad längd (En längd räcker ofta till två handgrepp/kryckkäppshandtag).
- Riv bort skyddspappret på tejprensorna och fäst greppet löst där du vill att det skall sitta. Genom att först fästa det löst kan du omedelbart ta av det om det behöver ändras.
- När det sitter som du vill ha det trycker du fast det ordentligt genom att gnida hårt några gånger fram och tillbaka över Tigergreppet.

## Tips:

Vill du fästa Tigergreppet mycket hårt runt ett föremål kan du använda dubbelhäftande golvtejp som du först applicerar på Tigergreppets insida.

